

Richtig Putzen

Damit Ihre Schallzahnbürste optimal wirken kann, sollten Sie Ihre Zähne mindestens zweimal täglich zwei Minuten lang systematisch putzen.

Bitte beachten Sie auch die folgenden Hinweise:



1. Nach dem Auftragen der Zahncreme halten Sie die Zahnbürste an die Zähne und schalten sie erst anschließend ein – so vermeiden Sie ein Verspritzen von Zahncreme.



2. Setzen Sie die Aufsteckbürste auf die Außenfläche Ihrer Oberkieferzähne. Die Borsten sollten in einem leichten Winkel zum Zahnfleischrand auf den Zähnen stehen.



3. Mit einer kleinen Kreisbewegung putzen. Beim Putzen nur leichten Druck ausüben. Die Borsten nach ein paar Sekunden zum nächsten Abschnitt bewegen.



4. Putzen Sie mit der gleichen Bewegung Kauflächen, Außenflächen und Innenflächen aller Zähne die empfohlenen zwei Minuten lang.

Zahnärzte empfehlen, nach drei Monaten die Aufsteckbürste auszutauschen. Zur Beratung wenden Sie sich bitte an Ihre Zahnarztpraxis.

Oral-B®

#1

Oral-B®, die Zahnbürsten-Marke, die Zahnärzte weltweit am häufigsten empfehlen

Wir stellen vor: Die

Oral-B®

PULSONIC
SMARTSERIES powered by **BRAUN**

Die modernste Schallzahnbürste von Oral-B® zur Pflege im gesamten Mund.

Der separate kabellose SmartGuide™, ein drahtloses Funk-Display, unterstützt ein optimales Putzergebnis.



P11403.01D



PULSONIC
SMARTSERIES

Ein Schallzahnbürstenerlebnis zur wirkungsvollen Pflege ...

- Die Aufsteckbürste ist dem Bürstenkopf einer Handzahnbürste ähnlich – und entfernt mehr Plaque*.
- Verbessert den Gesundheitszustand des Zahnfleisches.
- Hellt die Zähne durch Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf natürliche Weise auf.
- Fünf Programme zum Putzen nach persönlichem Bedarf:



Reinigen



Sensitiv



Massage



Polieren



Tiefenreinigung

* im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste

Elektrische Zahnbürsten von Oral-B® sind bei Ihrem gewohnten Elektrofachhändler, in Ihrer Apotheke oder Ihrem Supermarkt erhältlich.

... und Förderung besserer Putzgewohnheiten.



Der separate kabellose SmartGuide™, ein drahtloses Funk-Display, fördert:



1. Längeres Putzen

- Hilft Ihnen, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit einzuhalten.



2. Gründlicheres Putzen

- Kurzzeitmesser mit Quadrantenanzeige stellt eine gleichmäßige Reinigung der rechten und linken Hälfte in Ober- und Unterkiefer sicher.

