

RICHTIG PUTZEN

Damit Ihre elektrische Zahnbürste optimal wirken kann, sollten Sie Ihre Zähne damit mindestens zweimal täglich zwei Minuten lang systematisch – Zahn für Zahn – putzen.

Bitte beachten Sie auch die folgenden Hinweise:

PRECISION CLEAN und andere Aufsteckbürsten mit rundem Kopf



1. ZAHNCREME AUFRAGEN

Nach dem Auftragen der Zahncreme halten Sie die Zahnbürste an die Zähne und schalten sie erst anschließend ein – so vermeiden Sie ein Verspritzen von Zahncreme.



2. KAUFÄCHEN

Reinigen Sie die Kauflächen langsam. Nehmen Sie sich für jeden Zahn ein paar Sekunden lang Zeit. Setzen Sie die Borsten nur leicht auf, so dass die Zahnbürste den Großteil der Arbeit leistet.



3. AUSSENFLÄCHEN

Die Bürste waagrecht ansetzen und langsam entlang des Zahnfleischrandes bewegen. An jedem Zahn einige Sekunden lang innehalten.



4. INNENFLÄCHEN

Bewegen Sie die Bürste langsam von Zahn zu Zahn entlang der Innenflächen. Die unteren Schneidezähne, an denen sich häufig Zahnstein bildet, sollten Sie etwas länger putzen.

TRIZONE



1. ZAHNCREME AUFRAGEN

Befeuchten Sie den Bürstenkopf und tragen Sie die Zahncreme auf. Um ein Verspritzen von Zahncreme zu vermeiden, halten Sie die Zahnbürste an die Zähne und schalten Sie erst anschließend ein.



2. AUSSENFLÄCHEN

Platzieren Sie die Borsten in einem leichten Winkel zum Zahnfleisch an die Zähne. Wenden Sie einen leichten Druck an und bewegen Sie die Bürste vor und zurück.



3. KAUFÄCHEN

Putzen Sie zuerst die Außenflächen, anschließend die Innenflächen. Zum Schluß putzen Sie die Kauflächen mit den gleichen Vor- und Rückwärtsbewegungen.



4. ALLE VIER QUADRANTEN

Achten Sie darauf, dass Sie alle 4 Quadranten gleichmäßig putzen.



ENTFERNT BIS ZU 100% MEHR PLAQUE*



*im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste.












Die Welt steht Dir offen, wenn Du Dich ihr öffnest!



TREFFEN SIE IHRE WAHL:



Jeder Mensch hat andere Mundpflegebedürfnisse. Unsere Auswahl an Aufsteckbürsten für die elektrische Zahnbürste macht es einfach, die für Sie am Besten geeignete Lösung zu finden. Brauchen Sie Unterstützung? Lassen Sie sich in Ihrer Zahnarztpraxis beraten!

BESTIMMEN SIE IHRE MUNDPFLEGE-BEDÜRFNISSE /ZIELE	EMPFOHLENE AUFSTECKBÜRSTE	VORTEIL/NUTZEN
ORAL-B® PRECISION CLEAN™		
 <p>TÄGLICHE ZAHNPFLEGE</p> <ul style="list-style-type: none"> • zur Entfernung übermäßiger Plaqueansammlungen • für eine Verbesserung der Zahnfleischgesundheit 		für sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste
ORAL-B® TRIZONE		
 <p>TÄGLICHE ZAHNPFLEGE</p> <ul style="list-style-type: none"> • für das vertraute Putzerlebnis ähnlich einer Handzahnbürste 		für sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste
ORAL-B® TIEFEN-REINIGUNG® MIT MICROPULSE™ BORSTEN		
 <p>TIEFENREINIGUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> • zur Entfernung übermäßiger Plaqueansammlungen 		für eine außergewöhnlich gründliche Reinigung auch an schwer erreichbaren Stellen
ORAL-B® 3D WHITE MIT POLIERKELCH		
 <p>ENTFERNUNG OBERFLÄCHLICHER VERFÄRBUNGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • etwa durch Tee und Kaffee 		hellt die Zähne durch Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf natürliche Weise auf
ORAL-B® SENSITIVE CLEAN MIT EXTRA WEICHEN BORSTEN		
 <p>SANFTE REINIGUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei Zahnfleischentzündung oder -rückgang, Parodontitis oder überempfindlichen Zähnen 		auch nach Operationen, bei Parodontitis oder bei neu eingesetzten Implantaten
ORAL-B® INTERSPACE® MIT INTERSPACE BORSTEN		
 <p>INTENSIVE REINIGUNG IN SCHWER ZUGÄNGLICHEN BEREICHEN</p>		für Patienten mit Brücken, Kronen oder Implantaten
ORAL-B® ORTHO		
 <p>WIRKSAME, BEQUEME PFLEGE AN FEST SITZENDEN ZAHNSPANGEN</p>		für Patienten mit kieferorthopädischen Apparaturen

Alle aufgeführten Aufsteckbürsten passen auf sämtliche oszillierend-rotierenden elektrischen Zahnbürsten von Oral-B®. Farbkenzeichnungen helfen Ihnen dabei, Ihre gewünschte Aufsteckbürste zu finden.

Zahnärzte empfehlen einen Austausch der Aufsteckbürste nach drei Monaten und die Pflege der Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder einer Zahnzwischenraumbürste. Lassen Sie sich in Ihrer Zahnarztpraxis beraten.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.oralb.de